

Canal + Cream
EDTA Cream for Root Canal
and Smear Layer Removal
Distributed by: SEPTODONT

Septodont
uuendatud
EDTA-kreem
juurekanali
ettevalmistamiseks



Canal + Cream

Juurekanalite puhastamine
ja instrumenteerimisjääkide
eemaldamine



Canal + Cream – EDTA kreem juurekanalite puhastamiseks ja instrumenteerimisjääkide eemaldamiseks


Kasutamine

- Juurekanali ettevalmistamine viili või riimeriga
- Kitsad kanalid tagahammastes
- Kaltsifitseerunud kanalid
- Instrumenteerimisel tekkivate jääkide eemaldamine

Koostis

EDTA 19%; PEG

Omadused	Eelised	Kasu
Määriv, libestav toime	Vähendab kanaliseina töötlemisel instrumendi ja dentiini vahelist hõõrdumist ning viili/nõela murdumisriski	Lihtsustab endo-instrumendi läbitavust juurekanalis, muudab kanali kuju vormimise tõhusamaks. Lihtne juurekanalite ettevalmistamine ja viilimine
Kelaativ toime	EDTA kelaatub dentiini komponentidega ja demineraliseerib need. Anorgaaniliste koejääkide eemaldamine (instrumenteerimisjääkide eemaldamine)	Tõhus ja kiire juurekanalite ettevalmistamine ja mehaaniline puhastamine



Turustaja:

Septodont – 58 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - Prantsusmaa

Tel: +33 (0)1 4976 7000 - Faks: +33 (0)1 4885 5401

Palun külastage lisateabe saamiseks meie veebilehte: www.septodont.com

